



## Scheda Tecnica - codice GS003

### MASCHERINA PROTETTIVA MONOUSO A 3 STRATI

#### DESCRIZIONE

- Dispositivo Medico di Classe I.
- Iscrizione Istituto Superiore di Sanità numero 1984528/R
- Tipo Ia in conformità alla norma EN 14683
- Efficienza filtrante batterica (BFE)  $\geq$  95%
- Dotate di elastici auricolari e stringinaso
- Prodotto monouso
- Non sterili
- Senza Lattice

#### DESTINAZIONE D'USO

Le maschere facciali (c.d. mascherine chirurgiche) provvedono a creare una barriera per minimizzare la trasmissione diretta di agenti infettivi.

#### MISURE E MATERIALI

- Dimensioni mascherina: 18 x 9,5 cm
- Colore: interno bianco, esterno azzurro.
- Strati: 3 strati in tessuto non tessuto.
- STRATO ESTERNO: Non-woven Spunbond Fabric. Colore: azzurro.
- STRATO INTERMEDIO: PP Melt Blown fabric 25g. Colore: bianco.
- STRATO INTERNO: Non-woven Spunbond material. Colore: bianco.
- Materiale elastici: cotton-spandex
- Fascia stringinaso

#### AVVERTENZE

- Non riutilizzare.
- Le mascherine devono essere conservate nella loro confezione originale e in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare e da fonti di calore.

#### GOLDEN SEASON SRL

P. IVA / VAT 03233670987 - REA BS-516795 | Legal: via Corfù 66, 25124 Brescia - IT

HQ: via dell'Industria 61, 25030 Erbusco (BS) - IT - Tel +39 030 72 37 77 - Fax +39 030 77 06 867

Logistics: via Verona 37, 37017 Lazise (VR) - IT